

## Masque chirurgical CE (x 50)



## Normes

✓ EN14683

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Masque chirurgical anti-projections.

### ■ Détails techniques

Trois couches pliées, non tissées.

Anti-adhérent.

Barrette nasale.

Deux élastiques pour maintien derrière les oreilles.

Efficacité filtration bactérienne > 95 %.

### ■ Conseils

Le masque est à usage unique.

Le masque doit être changé régulièrement.

### ■ Application(s)

Destiné à éviter lors de l'expiration, la projection d'agents infectieux par voie de gouttelettes ou par voie aérienne.

### ■ Mode d'utilisation

1. Extraire et appliquer le masque en le tenant uniquement par les élastiques.
2. Respecter le sens de pose avec la barrette en haut au niveau du nez.
3. Positionner les élastiques derrière les oreilles.
4. Le masque doit être bien déplié. Couvrir le nez, la bouche et le menton.
5. Une fois placé, ne plus toucher, ni le repositionner, jusqu'au retrait.
6. Après retrait, jeter le masque et se laver les mains.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Température de stockage : -20 °C et 40 °C.

Humidité maximale de stockage : 80 %.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### ■ Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 9

Longueur (cm) : 19,5

Profondeur (cm) : 10

📦 Poids net (kg) : 0,18

📦 Poids brut (kg) : 0,22



6 941094 039825

### ■ Surconditionnement 1



x 60.00

#### Carton

Hauteur (cm) : 39

Longueur (cm) : 61,5

Profondeur (cm) : 42

📦 Poids net (kg) : 12,2

📦 Poids brut (kg) : 13,2



3 701395 143415

### ■ Surconditionnement 2



x 720.00

#### Palette

Hauteur (cm) : 120

Longueur (cm) : 80

Profondeur (cm) : 120

📦 Poids net (kg) : 160

📦 Poids brut (kg) : 177



3 701395 143422